



2017-08-21

Nya analyser hos Aleris Medilab; S-EPO, S-Lipas och U-pH

Från och med 170904 ingår S-Erythropoietin (EPO), S-Lipas och U-Vätejonaktivitet (pH) i Aleris Medilabs sortiment. Analyserna har tidigare utförts av hänvisningslaboratorium.

S-Erythropoietin, EPO	
Indikation/Bedömning	Utredning av polycytemia vera (PCV). För patienter med Hb >170 g/L (män) respektive >160 g/L (kvinnor) eller EVF >0,52 (män) respektive >0,48 (kvinnor), rekommenderas i nationella riktlinjer analys av S-EPO för utredning av PCV. S-EPO som är patologiskt låga eller i nedre normalområdet talar för PCV medan förhöjt S-EPO talar för sekundär polycytemi.
Provtagning:	Serumrör, gul/röd propp.
EDI kod:	NPU04013
Referensintervall:	2,6–18,5 E/L
S-Lipas	
Indikation/Bedömning	Utredning av pankreassjukdom, speciellt pankreatit. Höga värden ses vid akut pankreatit och förhöjda nivåer kan kvarstå efter att pankreasamylas är normaliserat då lipas har ett något bredare diagnostiskt tidsfönster. Låga värden ses vid kronisk pankreatit och cystisk fibros.
Provtagning:	Serumrör, gul/röd propp.
EDI kod:	NPU03612
Referensintervall:	0,22–1,00 μ kat/L
U-Vätejonaktivitet, pH	
Provtagning:	5 mL färsk urin.
EDI kod:	NPU02415
Referensintervall:	5–7 pH enheter

Vid frågor ring Aleris Medilab tel: 08-123 191 60.

Cecilia Gälman
Laboratoriechef
Klinisk kemi

Christian Löwbeer
Överläkare
Klinisk kemi

Aleris är ett privat vård-och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa Sverige, Norge och Danmark. Aleris ägs av Investor, har cirka 10 000 medarbetare och omsätter närmare 8,5 miljarder kronor.

Aleris Medilab

Besöksadress Centrallaboratoriet: Nytorpsvägen 30, Näsbypark.

Postadress: Box 1550, 183 15 Täby.

Tel: +46 8 123 191 00, Fax: +46 8 123 191 04, E-post: medilab@aleris.se

